

	VT650	VT900A
Tính năng và chức năng		
Kênh toàn dải một luồng (±300 lpm)	•	•
Độ chính xác oxy	2 %	1 %
Màn hình cảm ứng màu 7 in (17,8 cm)	•	•
Đo nhiệt độ / độ ẩm / oxy đường thở	•	•
Tùy chỉnh profile thử nghiệm	•	•
Các phép đo thời gian thực và hiển thị đồ họa	•	•
Bộ nhớ tích hợp và tạo báo cáo kiểm tra tự động	•	•
Giao diện người dùng toàn cầu	•	•
Kênh lưu lượng cực thấp (±750 ml / phút)		•
Phạm vi áp suất cực thấp (0 – 10 mbar)		•
Đầu vào kích hoạt bên ngoài		•
Đo nồng độ khí gây mê		với VAPOR

VT900A có tất cả các tính năng và thông số kỹ thuật của VT650 và hơn thế nữa. VT900A có độ chính xác oxy cao hơn, lưu lượng cực thấp và cổng áp suất cực thấp và đầu vào kích hoạt hơi thở TTL bên ngoài.



Fluke Biomedical
28775 Aurora Road
Cleveland, OH 44139 U.S.A.

For more information, contact us at:

(800) 850-4608 or Fax (440) 349-2307
Email: sales@flukebiomedical.com
Web access: www.flukebiomedical.com

©2012, 2017, 2019 Fluke Biomedical. Specifications
subject to change without notice. Printed in U.S.A.
1/2019 4263553c-en

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.

Thiết bị phân tích khí

Thiết bị phân tích lưu lượng khí cầm tay tất cả trong một, có độ chính xác cao được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.



Đáp ứng các máy phân tích lưu lượng khí của Fluke Biomedical.

VT650 và VT900A cung cấp độ chính xác cao nhất trên thị trường để kiểm tra lưu lượng khí và thiết bị y tế hô hấp, bao gồm tất cả các loại máy thở, đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ đo áp suất, gây mê và các máy khác. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, làm cho những người thử nghiệm này cực kỳ di động để thử nghiệm khi đang di chuyển, đồng thời tiết kiệm không gian trên mặt bàn của bạn.

Chính xác và đáng tin cậy

- Đơn giản hóa việc kiểm tra và đảm bảo độ chính xác với
- Chức năng luồng khí một kênh, toàn dải ± 300 lpm
- Giảm thời gian thử nghiệm với các cảm biến dây chuyển tích hợp tự động kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ và oxy trong khi bù cho áp suất khí quyển và điều kiện môi trường
- Các cổng lưu lượng cực thấp và áp suất cực thấp cho phép độ chính xác cao nhất cho các thiết bị yêu cầu kiểm tra khối lượng và áp suất thấp quan trọng như máy gây mê và đồng hồ đo lưu lượng (chỉ VT900A)
- Thông số kỹ thuật hiệu chuẩn Molbloc-L đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định toàn cầu

Có thể cầm tay

- Nhỏ gọn và nhẹ (3,6 lbs/1,6 kg), để người thử nghiệm không làm bạn nặng nề
- Diện tích nhỏ để tiết kiệm không gian trên mặt bàn và xe đẩy
- Dễ dàng mang theo với tay cầm và dây đeo vai có thể tháo rời cho cả máy thử và hộp đựng
- Giá đỡ VESA tích hợp, cho bạn tùy chọn gắn thiết bị một cách thuận tiện



Có thể theo dõi

- Bộ nhớ lớn trên bo mạch cho phép ghi và lưu trữ dữ liệu thử nghiệm cả ngắn hạn và dài hạn
- Truyền dữ liệu qua USB sang PC và tải tệp thử nghiệm đã tạo lên hệ thống CMMS của bạn để báo cáo đơn giản
- Lệnh từ xa cho phép kiểm tra tự động, giúp giảm rủi ro và tăng hiệu quả

Modul đo khí gây mê VAPOR

VAPOR tích hợp liền mạch với Máy phân tích lưu lượng khí VT900A, cho phép bạn chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng từ thử nghiệm máy thở sang máy hóa hơi. Hoàn thiện toàn bộ máy gây mê PM của bạn bằng giải pháp này. Tất cả năm tác nhân đều được phát hiện tự động và hai tác nhân được hiển thị đồng thời để phát hiện tất cả các chế độ lỗi của bộ hóa hơi.

- Phát hiện tất cả 5 chất gây mê (SEV, ISO, HAL, ENF, DES)
- Giảm nguy cơ xảy ra lỗi với ID tác nhân tự động và khớp màu
- Di động – đựng vừa trong một hộp đựng với VT900A

Dễ sử dụng

- Tạo Profile tùy chỉnh để thử nghiệm mô hình cụ thể và sở thích của người dùng
- Xem các số đo cách xa tới 6' (1,8 m) với màn hình cảm ứng màu lớn 7" (17,8 cm)
- Dễ dàng truy cập các tùy chọn menu chỉ bằng một cú chạm đơn giản trên màn hình
- Kết quả thời gian thực được hiển thị bằng số và đồ họa
- Giao diện người dùng toàn cầu giúp việc vận hành thiết bị này trở nên đơn giản và không phức tạp

